


【移動診療車】

- ・レントゲン撮影及び心電計／超音波診断装置を用いた診療が可能。
- ・搭載バッテリーから電源を供給するため、電源の無い場所でも診療可能。
- ・広域無線通信端末および無線LAN通信機器を搭載。

医師が不足している状況においても遠隔診断により、病院と同等の診断を行える環境となります。



・歯科用、獣医科用に関しては、アルミバンタイプの移動診療車を準備しています。

■ 搭載機器

- ・ 医療機器
デジタルX線センサー、X線照射機、心電計、超音波診断装置
- ・ その他
X線室、診察ベッド、診察机、パソコン:デスクトップ型(モニター19インチ)、大型バッテリー電源、無線LANルーター、
冷蔵庫:40Lタイプ、空気清浄機、LED高輝度照明 複数個 搭載

※ 診断機器を主にそろえております。治療用具(医薬品含む)については、ご準備いただく必要があります。