
ワイヤレス口腔内カメラ「Einstein Stella」を発売開始
ユーザー待望の新機能を追加した、新たなスター★誕生

歯科用口腔内カメラ「Einstein Stella」を6月に発表、販売開始しました。
「Stella」はイタリア語で星の意味。

「Einstein Stella」は、業界最高クラス136万画素、携帯性に優れたワイヤレスの口腔内カメラとして好評を博したEinstein sapana (2005年5月発売)の後継機種です。口腔内カメラは、歯科医師と患者が患部を確認しながらの治療をサポートする、新しいインフォームド・コンセントを推進します。「見てわかる安心」を提供するコミュニケーションツールとして、多くの歯科医師より支持を得ています。

【Einstein Stella概要】

— 定価：27万3,000円（税込）

— 選べる5色のビタミンカラーで展開。

先行機種の利便性はそのままに、ユーザーから要望の声が多かった新機能を搭載しました。バッテリー残量表示と、スピード充電の機能を追加し、より強力に診療をバックアップします。

〈 特徴 〉

- 選べる5色の本体 — 患者へのアピール度も高く、院内を明るく彩ります。
- モニター2分割表示 — カメラ本体の操作でモニターへの表示が可能。
術前・術後の比較など、患者への説明に便利です。
- 全顎撮影が可能 — 局部撮影だけでなく、全顎撮影にも対応。光量2倍のLEDと輝度調節の新機能により、よりシャープな画像を表現します。
- バッテリー残量表示 — いつでも残量確認が可能。充電切れのお知らせ機能付きです。
- 1/5のスピード充電 — フル充電が今までの1/5（当社比）で行なえます。

〈 本件に関するお問合せ先 〉

■ 報道関係者向けお問合せ先

株式会社アールエフ 広報部

E-mail: pr@rfsystemlab.com

Tel: 026-225-7766 (平日 10:00~18:30)

■ 製品に関するお問合せ先

株式会社アールエフ 長野本社国内営業部

E-mail: md@rfsystemlab.com

Tel: 026-225-7711 (平日 10:00~18:30)
